

PZN-16675036 Artikel-Nr. N227



Öko Interdental Zahnbürste Bambus 0,45mm Nordics

Verwendung:

Die Borsten sind aus BPA-freien Nylon von höchster Qualität.

Die Öko Interdental Zahnbürste besteht aus 100% biologisch abbaubaren, nachhaltig angebauten MOSO Bambus.
Diese Art ist besonders nachhaltig, da sie in 24 h bis zu 2 Meter wächst.

Die komplette Verpackung ist aus recycelten Materialien hergestellt, die erneut recycelt werden können.

Anwendung:

Die Öko Interdental Zahnbürste ist eine wertvolle Ergänzung bei der täglichen Zahnpflege, so erreichen Sie selbst schwer zugängliche Zahnzwischenräume.

Schieben Sie die Zahnzwischenraumbürste vorsichtig in den Spalt zwischen zwei Zähnen.

Bewegen Sie die Bürste einige Male horizontal hin & her. Versuchen Sie die Bürste auch schräg, in der so genannten „X-Technik“ an den Zähnen entlang zu führen.

Gehen Sie dabei behutsam vor.

Benutzen Sie die Interdentalbürsten immer ohne Zahncreme und am besten einmal täglich vor dem Zähneputzen.

Die Reinigung der Bürste sollte unter fließenden Wasser erfolgen.

Eigenschaften:

BPA freier Nylon

Aus nachhaltigem Bambus

Im Recyclingkarton verpackt

Veganblume - Vegan zertifiziert

PETA Cruelty Free - Keine Tierversuche

A Member Of: Surfrider Foundation Europe - Für saubere Strände und Meere

Hinweis:

Nach sieben bis 14 Tagen solltest die Interdentalbürste ausgetauscht werden.

Entsorgung:

Aus hygienischen Gründen dürfen Zahnbürsten nicht in den Biomüll, sondern müssen über den Restmüll entsorgt werden.



www.nordics-organic-care.com