

PZN-18858858 Artikel-Nr. N739



Öko Interdentalbürsten Sticks 0,40mm Nordics

Verwendung:

Nordics Öko Interdentalbürsten Sticks ermöglichen durch ihre kompakte Form eine angenehme und effektive Reinigung der Zahnzwischenräume, dadurch können Sie der Karies-Bildung vorbeugen.

Die Öko Interdentalbürste besteht aus dem Biokunststoff PLA, dieser wird aus Maisstärke oder Zuckerrohr gewonnen und ist recycelbar.

Die Borsten sind aus BPA-freien Nylon von höchster Qualität.

Die komplette Verpackung ist aus recycelten Materialien hergestellt, die erneut recycelt werden können.

Anwendung:

Die Öko Interdental Zahnbürste ist eine wertvolle Ergänzung bei der täglichen Zahnpflege, so erreichen Sie selbst schwer zugängliche Zahnzwischenräume.

Schieben Sie die Zahnzwischenraumbürste vorsichtig in den Spalt zwischen zwei Zähnen.

Bewegen Sie die Bürste einige Male horizontal hin & her. Versuchen Sie die Bürste auch schräg, in der so genannten „X-Technik“ an den Zähnen entlang zu führen.

Gehen Sie dabei behutsam vor.

Benutzen Sie die Interdentalbürsten immer ohne Zahncreme und am besten einmal täglich vor dem Zähneputzen.

Die Reinigung der Bürste sollte unter fließenden Wasser erfolgen.



Eigenschaften:

- BPA freier Nylon
- Aus Biokunststoff PLA
- Im Recyclingkarton verpackt
- Veganblume - Vegan zertifiziert
- PETA Cruelty Free - Keine Tierversuche
- A Member Of: Surfrider Foundation Europe - Für saubere Strände und Meere

Hinweis:

Nach sieben bis 14 Tagen sollte die Interdentalbürste ausgetauscht werden.

Entsorgung:

PLA (Polymilchsäure) lässt sich im Vergleich zu erdölbasierten Kunststoffen in sehr kurzer Zeit in der Natur vollständig abbauen. Es bleiben keine toxischen Reststoffe zurück.

Aus hygienischen Gründen dürfen Zahnbürsten nicht in den Biomüll, sondern müssen über den Restmüll entsorgt werden.

www.nordics-organic-care.com