

## **ORTHOVISC**

## **ORTHOVISC Fertigspritzen**

PZN: 00787276

Inhalt: 2 ml

Hersteller: Plasmaconcept AG

## **Zweckbestimmung**

Orthovisc und Orthovisc mini sind als viskoelastischer Zusatz oder als Ersatz für Synovialflüssigkeit in menschlischen Gelenken bestimmt. Orthovisc und Orthovisc mini sind zur Behandlung von Symptomen bei Synovialgelenk-Dysfunktionen, beispielsweise bei Osteoarthritis gut geeignet.Orthovisc und Orthovisc mini wirken dabei als Gleitmittel liefern mechanische Unterstützung.

## Zusammensetzung

Orthovisc wird als steriles viskoelastisches Präparat in einer Einmal-Glasspritze geliefert, die 2,0ml (geeignet für größere Gelenke, z.B. das Knie) Natrium-Hyaluronat in einer physiologischen Kochsalzlösung gelöst enthält. Jeder ml Orthovisc und Orthovisc mini enthält 15mg Natrium-Hyaluronat, 9mg Natriumchlorid und steriles Wasser für Injektionen (nach USP). Orthovisc und Orthovisc mini werden steril filtriert und aseptisch abgefüllt. Bei unbeschädigter Spritze ist deren Inhalt steril. Orthovisc und Orthovisc minimüssen bei einer Temperatur von 2°C bis 25°C gelagert und für etwa 20-45 Minuten vor Gebrauch auf Zimmertemperatur erwärmt werden.