

NO
CODE

PERFEKTION TRIFFT DESIGN



KEIN KODIEREN MEHR



BRILLANTES FARBDISPLAY



VOR- UND NACH-DEM-ESSEN MARKER



FARBIGE GRAFIKEN



IHR DIABETESMANAGEMENTSYSTEM



GROSSE, GUT LESBARE ZIFFERN



HYPO- UND HYPERALARM



DURCHSCHNITTSWERTE



6 EINSTELLBARE ALARME



ERGONOMISCHE FORM



6 SEKUNDEN MESSDAUER



0,6 MIKROLITER BLUT



500 SPEICHERWERTE



1000 MESSUNGEN BATTERIELEBENSDAUER



2x AAA BATTERIEN



USB-ANSCHLUSS

CALLA*premium*
BLUTZUCKERMESSGERÄT


CALP001-2009-12



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

ÖSTERREICH:
MED TRUST Handelsgesellschaft m.b.H.
Gewerbepark 10 • A-7221 Marz
Tel.: (+43)02626/64190 • Fax: DW 77
e-mail: office@medtrust.at • www.medtrust.at

DEUTSCHLAND:
MED TRUST GmbH
Zur Wetterwarte 50/Haus 337C • D-01109 Dresden
Tel.: (+49)01801/400199 • Fax: (+49)01801/400999
e-mail: office@medtrust.de • www.medtrust.de

Aktualisierungsstand Gebrauchr.info August 2012
CALLA*premium*
Perfektion trifft Design

Perfektion trifft Design - die wohl treffendsten drei Worte für das Wellion CALLA Premium.

Ein **brillantes Farbdisplay** das alles Bisherige übertrifft, eine kleine außergewöhnliche Form, schnelle und genaue Ergebnisse und Zusatzfunktionen, die ein perfektes Diabetes-Management ermöglichen.


Das **Vollfarbe - OLED Display** leuchtet in allen Farben und hinterlegt die Messergebnisse je nach Höhe oder Tiefe mit entsprechenden Farben. Dieser **Alarm bei Hypo- oder Hyperglykämiewerten** führt zu einer Erhöhung der Wahrnehmung und stellt somit sicher, dass die richtigen Maßnahmen zur Behandlung getroffen werden.

Klein und handlich, rutschfeste Beschichtung, ein großes Display mit großen Zahlen.

OLED - Farbdisplay

Menüführung

Farbige Grafiken



Trotz der kleinen Größe des Wellion CALLA Premium bietet es ein großes Display, auf dem Sie menügesteuert durch eine Vielzahl von Informationen schalten können.

Erstmalig können **Durchschnittswerte** von **1, 7, 14, 30, 60 und 90 Tagen** tabellarisch und als Graphik angezeigt werden. Durch diese anschauliche Darstellungsweise wird Ihnen und medizinischem Fachpersonal eine genauere Beurteilung der Diabetes-Einstellung ermöglicht. Hypo- und Hyperwerte sind sowohl in Tabelle und Graphik farblich hervorgehoben.

Sie haben die Möglichkeit, **Messwerte** zu **markieren**, die **VOR bzw. NACH dem Essen** gemessen wurden, was eine bessere Betrachtung der postprandialen Blutzuckerwerte erlaubt. Im Speicher finden sich **500 Messwerte**, die übersichtlich in einer Tabelle angeordnet sind. **6 einstellbare Alarme** vollenden das Wellion CALLA Premium.

CALLA *premium*

Perfektion trifft Design