

TERUMO MEDISAFE FIT KONT M

TERUMO Medisafe Fit Kontrolllösung M

PZN: 10191426

Inhalt: 1 St

Hersteller: MeDiTa-Diabetes GmbH

Zweckbestimmung

Dieses Produkt ist eine glukosehaltige wässrige Lösung, die als In-vitro-Diagnostikum verwendet wird. Sie darf nur extern (also außerhalb des Körpers) angewendet werden und dient zur Bestätigung, dass das Blutzuckermessgerät der MEDISAFE FIT Marke und die MEDISAFE FIT Blutzuckertestspitze ordnungsgemäß funktionieren.

Zusammensetzung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine wässrige Lösung, die Glukose und Natriumcarboxymethylcellulose enthält.