

## PhysioClean

Nasenhgiene ist besonders wichtig bei Neugeborenen und sehr jungen Babys, da ein Baby in den ersten Monaten hauptsächlich durch die Nase atmet. Babys können noch nicht durch die Nase schnauben, um sie von Schleim zu befreien. Hat ein Baby eine verstopfte Nase, so beeinflusst dies seinen Schlaf, seine Ernährung, sein Wohlbefinden und das der Familie.

Chicco bietet eine komplette Palette nützlicher Produkte um Babys Nase von Schleim zu befreien und zur täglichen Pflege des empfindlichen Näschens.



### NASENSCHLEIMENTFERNER „PHYSIOCLEAN“

So einfach und so effektiv: Der Atem des Elternteils sorgt für eine freie Nase des Kindes. Das Endstück mit der kleinen, röhrenförmigen Öffnung wird vorne in das Näschen des Kindes gesteckt. Das Mundstück nimmt Mama oder Papa in den Mund. Wenn das Elternteil nun einatmet, wird das Näschen des Kindes vom störenden Inhalt befreit. Ein Filter im Endstück verhindert das Einatmen jeglicher Stoffe oder Partikel.

Inklusive: 3 weiche, anatomische Einweg-Endstücke, zur Gewährleistung maximaler Hygiene einzeln verpackt.

Sehr effektiv und leicht zu handhaben.

Art. 00004904000000  
VE 6



### EINWEG AUFSÄTZE FÜR NASENSCHLEIMENTFERNER

Jede Packung enthält 10 weiche Einweg-Aufsätze mit Filter. Die Endstücke wurden speziell zur perfekten Anpassung an die empfindlichen Nasenlöcher von Babys konzipiert.

Jeder Aufsatz ist zur Gewährleistung maximaler Hygiene einzeln verpackt.

Art. 00004982000000  
VE 6

