

MISSION 3IN1 CHOL-KONTROLL

MISSION 3in1 Cholesterin Kontrolllösung

PZN: 16513339

Inhalt: 1 P

Hersteller: Swiss Point Of Care B.V.

Zweckbestimmung

Die Mission Cholesterin Kontroll-Lösung ist für die Validierung von Cholesterintests während der Verwendung des Mission Cholesterin-Monitoring-Systems vorgesehen. Die Kontrolllösung enthält Stabilisatoren, Konservierungsmittel und chemische Zusätze. High-Density-Lipoprotein (HDL) und Triglyceride (TRIG) sind in der gleichen Kontrolllösung enthalten. Gesamtcholesterin (CHOL) ist eine individuelle Kontrolllösung. Die Kontrolllösung wird in die Probenvertiefung der bereits im Gerät eingelegten Mission Cholesterin-Test-Vorrichtung aufgetragen. Das Onscreen-Ergebnis bestätigt, dass die Testvorrichtung und das Messgerät korrekt zusammen funktionieren und dass der Test korrekt durchgeführt wird. Die Kontrolllösung ist in zwei Niveaus erhältlich und ist für die Validierung der Prüfung von CHOL, HDL und TRIG bereit. Sie ist für Selbsttests und professionellen Einsätze vorgesehen.

Zusammensetzung

CHOL Kontrolllösung Niveau 1 enthält weniger als 0,2% Cholesterin; CHOL Kontrolllösung Niveau 2 enthält weniger als 0,4% Cholesterin. HDL/TRIG Kontrolllösung Niveau 1 enthält weniger als 0,06% Cholesterin und 0,2% Glycerin, HDL/TRIG Kontrolllösung Niveau 2 weniger als 0,1% Cholesterin und 0,4% Glycerin. Jede Kontrolllösung ist eine wässrige Mischung, die Konservierungsstoffe und Stabilisatoren enthält.