# Leukoplast® skin sensitive

## Das sanfte Pflaster für besonders empfindliche Haut

#### Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und das Einsatzgebiet abgestimmt sein. Leukoplast\* skin sensitive ist ein strahlenindifferentes, wasserabweisendes, leicht von Hand reißbares Fixierpflaster, dass auf Grund seines sanft haftenden Silikonauftrages für besonders empfindliche Haut geeignet ist. Es ist die optimale Lösung für z.B. Babyhaut, Altershaut, Pergamenthaut oder Cortisonhaut sowie für Patienten, bei denen das Fixierpflaster mehrfach auf derselben Hautregion appliziert und entfernt werden muss. Neben einem sicheren Halt kann ein atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel gewährleistet werden, wodurch Hautschädigungen vorgebeugt werden können.

Darüber hinaus lässt sich Leukoplast\* skin sensitive mehrfach repositionieren ohne an Klebkraft zu verlieren oder Kleberückstände auf der Haut zu hinterlassen.

Leukoplast\* skin sensitive besteht aus einem Acetatträger, beschichtet mit einem Silikonauftrag.

### Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe, insbesondere auf beanspruchter und sehr empfindlicher Haut
- als zusätzliche Fixierung von Kanülen, Sonden und Kathetern





#### Unser Beitrag: Leukoplast® Antimikrobielle Spule



\*Laboruntersuchungen, durchgeführt von SGS Germany GmbH im Auftrag von BSN Medical GmbH, 2016, data on file

Der innovative Materialmix der antimikrobiellen Leukoplast\*-Spulen kann das Risiko von potenziellen Infektionsquellen reduzieren. Durch die pH-Wert-Absenkung bildet sich ein Milieu in dem pathogene Keime zerstört werden. Das ist aktive Infektionsprävention für Anwender und Patienten.

Bestell-Nr.	Abmessung	BE/VE	PZN
Mit Schutzring			
7617300	2,6 m x 1,25 am	24/240	15190874
7617301	2,6 m x 2,50 cm	12/120	15190897
7617306	1,0 m x 2,50 cm	12/120	15190911
Ohne Schutzrin	9		
7617500	2,6 m x 2,50 am	12/120	15190905